

## Tris-Triton-NaCl 缓冲液(pH9.0)

### Tris-Triton-NaCl buffer (pH9.0)

货号： C6020

规格： 500ml

**保存条件：**

室温保存，有效期 12 个月。

**简介：**

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱，分子式为  $C_4H_{11}NO_3$ ，相对分子量为 121.14，在 25℃ 下 pKa 为 8.1，Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0 ~ 9.2 之间，用来作为各种缓冲液的基础成分，调节酸碱度。Tris-Triton-NaCl 缓冲液(pH9.0)由 50mM Tris-HCl (pH9.0)、0.1% Triton X-100、氯化钠组成，用于清洗免疫亲和层析的柱子。

**使用方法：**

按实验具体要求操作，无需稀释，直接使用。

**注意事项：**

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。