

碱性磷酸酶稳定缓冲液 (pH8.0)

Alkaline Phosphatase Stabilizing Buffer

货号: **C6032**

规格: **100ml/500ml**

保存条件:

4℃避光保存, 有效期 6 个月。

简介:

碱性磷酸酶稳定缓冲液 (pH8.0) 或称为碱性磷酸酶抗体稀释液(pH8.0), 是一种有助于碱性磷酸酶偶联物(碱性磷酸酶标记抗体等)的稳定性保持的缓冲液, 用它稀释后的标记抗体可以在 2-8℃下长期保存, 能延长碱性磷酸酶偶联物的有效期。因此, 同一稀释试剂可用于一系列实验。使用相同的试剂进行多次实验, 避免因反复稀释配制抗体而造成的实验结果的不一致。

碱性磷酸酶稳定缓冲液 (pH8.0) 主要成分包括: Tris 缓冲液, 蛋白稳定剂, 蛋白防腐剂等。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

使用说明:

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。