

利福平溶液 (50mg/ml)

Rifampicin (50mg/ml)

货号: C7007

规格: 10ml

保存条件:

4℃避光保存, 有效期 12 个月。

简介:

利福平(Rifampicin)是一种广谱抗生素, CAS: 13292-46-1, MW: 822.94, 对结核杆菌有较强抗菌作用, 对革兰阳性或阴性菌、亦有不同程度的抗菌性, 其抑菌作用在于抑制原核生物和哺乳动物的 RNA 多聚酶, 从而阻止 DNA、蛋白质合成。

在生物学上, 常用于从细菌中去除质粒。临床上, 利福平可以用于治疗结核病、肠球菌感染等。Rifampicin solution (50mg/ml) 主要用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。