

硫酸链霉素溶液 (10mg/ml)

Streptomycin (10mg/ml)

货号： C7010

规格： 10ml

保存条件：

—20℃避光保存，有效期 12 个月。

简介：

链霉素（streptomycin）是一种氨基糖苷类抗生素，是一种从灰链霉菌的培养液中提取的抗菌素。它与结核杆菌菌体核糖核酸蛋白体蛋白质结合，起到了干扰结核杆菌蛋白质合成的作用，从而杀灭或者抑制结核杆菌生长的作用。硫酸链霉素溶液（10mg/ml）经过滤除菌。一般工作浓度为 10 ~ 50ug/ml。

操作步骤（仅供参考）：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。