

庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×)

Gentamicin-Amphotericin B (100×)

货号： C7018

规格： 100ml

保存条件：

-20℃避光保存，有效期 12 个月。

简介：

庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)(Penicillin-Amphotericin Solution, 100×)是专门用于细胞培养的双抗，经过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内。

庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)中庆大霉素的含量为 5mg/ml, 两性霉素 B 的含量为 25μg/ml。该溶液用 NaCl 或 PBS 配制，按照 100 倍稀释使用即可。即一个包装即庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)可以配制细胞培养液。

使用方法：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。