

羧苄青霉素溶液(50mg/ml)

Carbenicillin (50mg/ml)

货号： C7019

规格： 10ml

保存条件：

—20℃避光保存，有效期 12 个月。

简介：

羧苄青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml)又称羧苄西林, CAS: 4697-36-3, MW: 378.4, 是一种 β -内酰胺类抗生素, 干扰肽聚糖的交联从而抑制细胞壁的合成, 是广谱青霉素类抗生素。羧苄青霉素溶液(Carbenicillin,50mg/ml)经过滤除菌, 一般工作浓度为 50 ~ 100 μ g/ml, 其中严紧型质粒常采用 20 μ g/ml, 松弛型质粒常采用 60 μ g/ml。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

使用方法：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。