



盐酸强力霉素溶液 (50mg/ml)

Doxycycline (50mg/ml)

产品货号： C7023

产品规格： 10ml

保存条件： 2-8℃避光保存，有效期 12 个月。

产品简介：

盐酸强力霉素(Doxycycline HCl) 是一种常用抗生素四环素(tetracycline)的类似物，其抑菌原理在于与 tRNA 竞争性结合，从而抑制蛋白质合成；临床上，可以用于支原体、衣原体等感染。

使用方法：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般工作浓度为 50ug/ml。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 用于生物科研领域，不用于临床诊断或其他用途。