

制霉菌素溶液(10mg/ml)

Nystatin (10mg/ml)

货号： C7027

规格： 10ml

保存条件：

—20℃避光保存，有效期 12 个月。

简介：

制霉菌素 (Nystatin) 又称制霉素，是一种 *Streptomyces noursei* 分泌的抗霉菌的多烯型抗生素，是第一种被发现的抗霉菌的抗生素，CAS: 1400-61-9, MW: 276.41。制霉菌素具有共轭多烯大环内酯结构，与两性霉素结构相似，能抑制真菌和皮癣菌的活性，对细菌无抑制作用。Nystatin solution (10mg/ml) 为醇溶液，本产品主要用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

使用方法：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。