

羧甲基纤维素溶液(1%, 无菌)

Carboxymethyl cellulose solution (1%, sterile)

货号： C7035

规格： 500ml

保存条件：

4°C保存，有效期6个月。

简介：

羧甲基纤维素(Carboxymethyl Cellulose, CMC)属阴离子型纤维素醚类物质，是一种粘稠剂，被称为工业味精，其粘性会因为温度的变化而变化。CAS: 9000-11-7, MW: 240.21。CMC 易溶于水形成具有一定粘度的透明溶液，具有增稠性、悬浮性、乳化性、稳定性等特点。羧甲基纤维素溶液(1%, 无菌)是经过高压灭菌处理，可加入少量于悬浮培养基中或按具体实验要求，增加培养基粘稠度。

本产品主要用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

使用方法：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。