

羧甲基纤维素溶液(4%, 无菌)

Carboxymethyl cellulose solution (4%, sterile)

货号: C7036

规格: 500ml

保存条件:

4°C保存, 有效期 6 个月。

简介:

羧甲基纤维素(Carboxymethyl Cellulose, CMC)属阴离子型纤维素醚类物质, 是一种粘稠剂, 被称为工业味精, 其粘性会因为温度的变化而变化。CAS: 9000-11-7, MW: 240.21。CMC 易溶于水形成具有一定粘度的透明溶液, 具有增稠性、悬浮性、乳化性、稳定性等特点。羧甲基纤维素溶液(1%, 无菌)是经过高压灭菌处理, 可加入少量于悬浮培养基中或按具体实验要求, 增加培养基粘稠度。

本产品主要用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

使用方法:

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。