



邻苯三酚 Pyrogallol

产品货号: D10098

产品规格: 50g

保存条件: 室温保存

产品描述:

邻苯三酚是一种多取代的芳基化合物，分子式是 $C_6H_6O_3$ ，分子量为 126.11。白色固体，易被氧化，在空气中易变色。

产品性质:

CAS:	87-66-1
MDL:	MFCD00002192
分子式:	$C_6H_6O_3$
分子量:	126.11
级别/纯度:	AR, 99.00%
外观/性状:	白色至类白色粉末
来源:	咖啡豆
溶解性:	溶于水, 乙醇
敏感性:	对光敏感
用途:	以前局部用于银屑病和寄生性皮肤病。