

**** 400-901-9800

techsupport@bioss.com.cn

水合茚三酮

Ninhydrin

产品货号: D10129

产品规格: 5g

保存条件: 室温避光保存

产品描述:

水合茚三酮是茚三酮的水合物。淡黄色结晶性粉末,带1分子结晶水。溶于醇、水,微溶于醚和氯仿。见光或露置空气中逐渐变色,能吸潮结块。用作测定蛋白质、氨基酸和蛋白胨的试剂及色谱分析试剂。

产品性质:

CAS:	485-47-2
MDL:	MFCD00003791
分子式:	C9H6O4
分子量:	178.14
级别:	AR
纯度:	≥98% (HPLC)
外观/性状:	白色或黄色粉末
溶解性:	溶于醇,水;微溶于醚和氯仿。
敏感性:	对光敏感
用途:	该品是蛋白质、氨基酸及蛋白胨的灵敏显色试剂。