



伊红(醇溶)

Solvent Red 43

产品货号: D10158

产品规格: 10g

保存条件: 室温保存

产品描述:

伊红 Y 是一种化学合成的酸性染料，在水中离解成带负电荷的阴离子，与蛋白质的氨基正电荷的阳离子结合使胞浆染色，细胞浆、红细胞、肌肉、结缔组织、嗜伊红颗粒等被染成不同程度的红色或粉红色，与蓝色的细胞核形成鲜明对比。

产品性质:

CAS:	15086-94-9
MDL:	MFCD00036189
分子式:	C ₂₀ H ₈ Br ₄ O ₅
分子量:	647.89
级别/纯度:	BR, > 95.0%(LC)(T)
熔点:	300°C
沸点:	640.3°C at 760 mmHg
外观/性状:	橙色红色结晶性粉末
溶解性:	能溶于碱，微溶于乙醇，不溶于水
敏感性:	易吸潮
用途:	伊红是细胞浆的良好染料，一般与苏木素或者美兰等其他染料配套使用。