



番红 O

Safranine O

产品货号: D10159

产品规格: 25g

保存条件: 室温保存

产品描述:

番红(也称作番红 O 或基本红 2 或藏红 T)是个用在组织学和细胞学的生物染色剂。番红在一些染色的实验计划表中用作复染剂, 将所有的细胞核染成红色。这在革兰氏染色和内孢子染色都是典型的复染剂。它也可以被用来检测软骨、黏蛋白和肥大细胞的颗粒。

产品性质:

CAS:	477-73-6
MDL:	MFCD00011759
分子式:	C ₂₀ H ₁₉ CIN ₄
分子量:	350.85
级别:	BS
纯度:	98%
外观/性状:	微红色棕色粉末
溶解性:	Soluble in water (50 mg/ml at 20 °C), and alcohol.
敏感性:	易吸潮
用途:	细菌染色剂。微量分析亚硝酸的试剂。氧化还原指示剂、酸碱指示剂、生物染色剂。