

PIPES

1,4-哌嗪二乙磺酸

货号: D10192

规格: 25g

保存: 室温保存

产品描述:

1,4-哌嗪二乙磺酸是一种化学物质, 化学式是 $C_8H_{18}N_2O_6S_2$

中文名: 1,4-哌嗪二乙磺酸

英文名: 1,4-Piperazinediethanesulfonic

别名: 哌嗪-1,4-双(2-乙基磺酸);哌嗪-N,N'-双(2-乙磺酸);1,4-哌嗪二乙磺酸;哌嗪-1,4-双(2-乙烷磺酸);哌嗪-1,4-二乙磺酸;哌嗪-N,N'-二(2-乙磺酸);哌嗪-1,4-二乙磺酸

英文名称: 1,4-Piperazinediethanesulfonic acid piperazine-n,n'-bis(2-ethanesulfonic acid pipes

主要用途: 生物缓冲剂, 用在生化诊断试剂盒、DNA/RNA 提取试剂盒及 PCR 诊断试剂盒里。

产品性质:

级别/纯度:	BR, 99%
CAS:	5625-37-6
MDL:	MFCD00006159
分子式:	$C_8H_{18}N_2O_6S_2$
分子量:	302.37
外观/性状:	白色粉末
储存条件:	RT
溶解性:	Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20 °C), water (~1 g/L at 100 °C), and 0.5 N NaOH (0.1 M)