

Proclin300 防腐剂

货号: D10200

规格: 50ml, 100ml

保存: 室温保存, 三年有效。

产品描述:

Proclin 300 防腐剂是一种高效抑菌剂, 常用于体外诊断各种试剂、质控品、校准品、缓冲液、和层析中的流动性相等产品中, 对微生物具有高效抑菌作用。以其广谱抗菌活性、优越的兼容性和稳定性及其在使用浓度下的低毒性, 在推荐使用浓度内无害健康, 适用 PH 范围广, 水溶性好等特点, Proclin 300 已成为用于诊断试剂的理想高效防腐剂。Proclin 300 防腐剂可在更长的时间内抑制细菌、真菌及酵母生长, 从而延长产品的保质期。特别是, Proclin 300 防腐剂对大多数的酶或抗体交联反应的功能无影响, 不影响吸光度的变化, 所以不会干扰检测指标。

推荐使用浓度: 0.02%-0.1%

特点与优点:

- 1、广谱抗菌活性
- 2、与关键酶的可兼容性
- 3、不抑制抗体结合
- 4、不干扰 ISE 电极
- 5、优良的稳定性能
- 6、适用 PH 范围广
- 7、无干扰性惰性物质
- 8、对试剂颜色无干扰
- 9、在推荐使用浓度内无害健康
- 10、在推荐使用浓度内倒弃安全