



磷酸钠

Trisodium phosphate

产品货号: D10207

产品规格: 25g, 100g

保存条件: 室温保存

产品描述:

磷酸钠, 化学式为 Na_3PO_4 , 是一种磷酸盐。在干燥空气中易潮解风化, 生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。在电镀工业用于配制表面处理去油液, 未抛光件的碱性洗涤剂。

产品性质:

CAS:	7601-54-9
MDL:	MFCD00003510
分子式:	Na_3PO_4
分子量:	163.94
级别/纯度:	AR, 99%
外观/性状:	无色结晶
熔点:	1583°C
溶解性:	溶于水 (121 mg/ml at 20 °C)。
敏感性:	易吸潮
用途:	一种水溶性试剂, 广泛用作清洁剂, 常用于配制各种缓冲液。