

**** 400-901-9800

sales@bioss.com.cn

support@bioss.com.cn

Glycerol

甘油

货号: D10222

规格: 100ml, 500ml

保存: 室温保存

产品描述:

丙三醇,国家标准称为甘油,无色、无臭、味甜,外观呈澄明黏稠液态,是一种有机物。俗称甘油。

用途: 气相色谱固定液(最高使用温度 75℃,溶剂为甲醇),分离分析低沸点含氧化物、胺类化合物、氮或氧杂环化合物,能完全分离 3-甲基吡啶(沸点 144.14℃)和 4-甲基吡啶(沸点 145.36℃)。适用于水溶液的分析。溶剂。 电泳级甘油用于样品制备和聚丙烯酰胺凝胶电泳凝胶的形成,甘油(5-10%)增加了样品的密度,以至于使样品沉在在凝胶样品孔的底层。甘油也可以用来制备梯度凝胶,并可作为蛋白稳定剂和缓冲液组分。

产品性质:

级别/纯度:	AR
CAS:	56-81-5
MDL:	MFCD00004722
分子式:	C ₃ H ₈ O ₃
分子量:	92.09
外观/性状:	透明粘性液体
储存条件:	RT
敏感性:	易吸潮
溶解性:	可混溶于醇,与水混溶,不溶于氯仿、醚、油类。