

2-[[三(羟甲基)甲基]氨基]乙磺酸

TES

货号: D10240

规格: 10g, 50g, 100g

保存: 室温保存

产品描述:

TES 用于制作缓冲溶液, TES 的 pKa 值为 7.550, 可用于制备 pH 范围为 6.8-8.2 的缓冲溶液。

产品性质:

级别/纯度:	高纯, 99%
CAS:	7365-44-8
MDL:	MFCD00007532
分子式:	C ₆ H ₁₅ NO ₆ S
分子量:	229.25
外观/性状:	白色结晶
敏感性:	易吸潮
溶解性:	溶于水
用途:	生物缓冲剂