



羧甲基纤维素钠 (黏度 300-800)

CMC

产品货号: D10269

产品规格: 250g

保存条件: 室温保存

产品描述:

羧甲基纤维素钠是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类。CMC 的最大用途是配制肥皂及合成洗涤剂，在重级清洁剂中大约添加 1% 的 CMC，用以防止洗出的污物再沉淀于织物上。其次是用作石油工业。

产品性质:

CAS:	9004-32-4
MDL:	MFCD00081472
分子式:	$(C_6+2yH_7+x+2yO_2+x+3yNa_y)_n$
黏度:	300-800
级别:	CP, 黏度 300-800
外观/性状:	白色或黄色固体
用途:	羧甲基纤维素钠是当今世界上使用范围最广、用量最大的纤维素种类。CMC 的最大用途是配制肥皂及合成洗涤剂，在重级清洁剂中大约添加 1% 的 CMC，用以防止洗出的污物再沉淀于织物上。其次是用作石油工业。