



D-(+)-半乳糖

D(+)- Galactose

产品货号: D10343

产品规格: 25g, 100g

保存条件: 室温保存

产品描述:

D-(+)-半乳糖为白色结晶或粉末。无气味。微有甜味。易溶于水，溶于吡啶，微溶于乙醇和甘油。用于肝功能试验。生物培养。生化研究。有机合成。

产品性质:

CAS:	59-23-4
MDL:	MFCD00151230
分子式:	C ₆ H ₁₂ O ₆
分子量:	180.157
级别/纯度:	高纯, 99%
外观/性状:	白色粉末
溶解性:	溶于水
用途:	有机合成, 医药上用于测定肝功能。