



葡聚糖 T-500

Dextran T-500

产品货号: D10349

产品规格: 5g

保存条件: 室温保存

产品描述:

葡聚糖 T-500 又称右旋糖酐。为一种多糖。存在于某些微生物在生长过程中分泌的粘液中。

产品性质:

CAS:	9004-54-0
MDL:	MFCD00130935
分子式:	$C_6H_{10}O_5$
分子量:	50 万
级别:	BR
外观/性状:	白色结晶或粉末
来源:	合成
溶解性:	溶于水
敏感性:	易吸潮
用途:	生化研究