



核固红

Nuclear fast red

产品货号: D10383

产品规格: 1g

保存条件: 室温避光保存

产品描述:

核固红是一种化学物质，微红至深棕色粉末。遇氢氧化钠成浅紫色，在硫酸中为棕色溶液。最大吸收波长 518nm。有刺激性。文献上也有指本品为中性红(Neutral red)的。

产品性质:

CAS:	6409-77-4
MDL:	MFCD00078493
级别/纯度:	AR, 94%
分子式:	C ₁₄ H ₈ NNaO ₇ S
分子量:	357.28
外观/性状:	深红色粉末
溶解性:	溶于乙醇和水。水中溶解度:1 g/l (25°C)
敏感性:	对光敏感
用途:	结缔组织细胞核染色。测定血清中钙的试剂。