

尼罗红 Nile Red

货号: D10390

规格: 100mg

保存: 室温保存，避光。

产品描述:

尼罗红是一种荧光染料，可用于脂类及蛋白质等的染色。

产品性质:

级别/纯度:	BR, 98%
CAS:	7385-67-3
MDL:	MFCD00011639
分子式:	$C_{20}H_{18}N_2O_2$
分子量:	318.37
外观/性状:	深红色到栗色，粉末
敏感性:	Stable. Incompatible with strong oxidizing agents.
溶解性:	Soluble in water (Partly miscible), and methanol (1 mg/ml).
用途:	生化研究；荧光染料，可用于脂类及蛋白质等的染色。