



聚乙烯醇 1799S (L) 型

PVA-1799S(L)

产品货号: D10432

产品规格: 100g

保存条件: 室温保存

产品描述:

聚乙烯醇是一种有机化合物，化学式为 $[C_2H_4O]_n$ 。聚乙烯醇是重要的化工原料。在 200℃时软化而分解。商品因存在各种乙酰基残留物，故有不同的粘度和特性。聚乙烯醇是一种水溶性生物相容性聚合物。

产品性质:

CAS:	9002-89-5
MDL:	MFCD00081922
分子式:	$[-CH_2CHOH-]_n$
类型:	1799S (L) 型
外观/性状:	白色片状、絮状或粉末状固体
溶解性:	溶于水，为了完全溶解一般需加热到 65 ~ 75℃。不溶于有机溶剂。
敏感性:	易吸潮。
用途:	接合剂及成层剂，织物，纸张上浆剂，增厚剂和稳定剂，乳化剂。