



酵母浸出粉

Yeast extract

产品货号: D10468

产品规格: 100g

保存条件: 室温保存

产品描述:

酵母抽提物又称酵母味素、酵母萃取物、酵母水解物。酵母抽提物中蛋白质含量约占 50%，其中谷胱甘肽约占 20%，核酸 6%。富含 18 种氨基酸、功能性肽类物质谷胱甘肽、葡聚糖、甘露聚糖、海藻糖、呈味核苷酸、B 族维生素、生物素、微量元素和挥发性芳香化合物等组分。酵母抽提物中的钙、磷和微量元素含量(μg/g): 钙 1120, Chemicalbook 磷 18020, 锌 190, 铁 162, 铬 5, 钾 9300, 钴 1.2, 锰 15, 镉 3.5, 镁 2150。不含胆固醇及饱和脂肪酸，具有纯天然的强烈的呈味性能，是优良的风味增强剂，营养丰富、味道鲜美、浓郁醇厚。主要呈味物质为氨基酸、核苷酸和有机酸。已经广泛应用于家用调味料、膨化食品、面包、糕点、饼干、冷冻食品及营养滋补品中。

产品性质:

CAS:	8013-01-2
MDL:	MFCD00132599
外观/性状:	浅棕色粉末
敏感性:	易吸潮
用途:	自溶性酵母细胞的水溶性提取物。本品为氨基酸、肽、水溶性维生素和碳水化合物化合物的混合物，可作为培养基的添加剂。