



麦芽糖

Maltose

产品货号: D10517

产品规格: 100g, 250g

保存条件: 室温保存

产品描述:

芽糖分子结构中有醛基，具有还原性，是一种还原糖。因此可以与银氨溶液发生银镜反应，也可以与新制碱性氢氧化铜反应生成砖红色沉淀。可以在一定条件下水解，生成两分子葡萄糖。用作生物培养基，多硫化物测定剂，分析化学比色测定标准褐色。

产品性质:

CAS:	69-79-4
MDL:	MFCD00135877
分子式:	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁
分子量:	342.3
级别:	BR
纯度:	95%
熔点:	160 ~ 165℃
外观/性状:	白色晶体
用途:	麦芽糖用途广泛，用于食品行业的各个领域、科研、实验。