



无水乙酸锌

Zinc acetate

产品货号: D10562

产品规格: 100g

保存条件: 室温保存

产品描述:

无水醋酸锌为白色单斜片状晶体，具有珍珠光泽，微带醋酸味。用于测定钠，硫化氢，蛋白的试剂、色谱分析试剂，织物印染和印花，木材防火、防腐，催化剂，分析试剂，饲料添加剂，媒染剂用于聚酯工业等。

产品性质:

CAS:	557-34-6
MDL:	MFCD00012454
分子式:	C ₄ H ₆ O ₄ Zn
分子量:	183.48
纯度:	≥99.9% (HPLC)
外观/性状:	白色或亮黄色固体
溶解性:	溶于水，易风化，略有酸味。
敏感性:	易吸潮
熔点:	83-86°C
用途:	测定钠，硫化氢，蛋白的试剂、色谱分析试剂，媒染剂用于聚酯工业等。