



血管紧张素转换酶

Angiotensin Converting Enzyme

产品货号: D13077

产品规格: 0.1UN、0.25UN

保存条件: -20℃保存

产品描述:

血管紧张素转换酶主要是指人体周围和组织里的转换酶,可以促进血管里的紧张素 II 生成增多,并且可以使一种激肽酶作用增强,使缓激肽降解增多,缓激肽降解增多和血管紧张素 II 生成增多会导致血压升高。

产品性质:

CAS:	9015-82-1
MDL:	MFCD00130325
分子式:	C ₂ H ₅ NO
分子量:	59.0672
性状:	冻干粉
酶活性:	≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
酶活定义:	One unit will produce 1.0 μmole of hippuric acid from Hippuryl-His-Leu per min in 50 mM HEPES and 300 mM NaCl at pH 8.3 at 37 °C.
来源:	兔肺
用途:	生物研究