



β-羟丁酸脱氢酶

β- hydroxybutyrate dehydrogenase

产品货号: D13086

产品规格: 500U

保存条件: -20℃保存

产品描述:

3-羟基丁酸脱氢酶也称为“D-3-羟基丁酸脱氢酶”或“D-3-羟丁酸脱氢酶”，是一种以 NAD⁺或 NADP⁺为受体、作用于供体 CH-OH 基团上的氧化还原酶。

产品性质:

CAS:	9028-38-0
MDL:	MFCD00130633
级别:	BR
活力:	400u/mg solid
酶活定义:	在 pH 7.8 和 37°C 下，一单位每分钟可氧化 1.0μmol 的 D-β-羟基丁酸酯生成乙酰乙酸酯
用途:	生物研究