

碱性蛋白酶 (200U/mg)

Alkaline proteinase (200U/mg)

货号: D13102

规格: 100g

保存: 2-8°C 保存

产品描述:

碱性蛋白酶是由细菌原生质体诱变选育出的地衣芽孢杆菌 2709, 经深层发酵、提取及精制而成的一种蛋白水解酶, 其主要酶成分为地衣芽孢杆菌蛋白酶, 是一种丝氨酸型的内切蛋白酶, 它能水解蛋白质分子肽链生成多肽或氨基酸, 具有较强的分解蛋白质的能力

产品性质:

级别:	BR
CAS:	9014-01-1
MDL:	MFCD00132092
酶活:	200U/mg
外观/性状:	黄褐色粉末
溶解性:	可溶于水 (50 mg/mL in water)
来源:	来源于地衣芽孢杆菌
酶活定义:	在 40°C, PH10.5 条件下, 每分钟水解酪素产生 1ug 酪氨酸所需的酶量为 1 个酶活力单位
最适 PH 值:	9-12
最适温度:	40°C--55°C