



N-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯盐酸盐

BAEE

产品货号: D20007

产品规格: 100mg, 500mg, 1ml (10mM/H₂O)

保存条件: 2-8℃保存

产品描述:

N-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯盐酸盐 (Bz-Arg-OEt.HCl, BAEE) 用于胰蛋白酶的显色底物, 胰蛋白酶的原始底物。

产品性质:

CAS:	2645-08-1
MDL:	MFCD00012579
分子式:	C ₁₅ H ₂₂ N ₄ O ₃ ·HCl
分子量:	342.82
级别:	BR
纯度:	98%
外观/性状:	结晶性粉末
熔点:	129-136℃
比旋光度:	-17 °(C=2, H ₂ O)
溶解性:	溶于甲醇
敏感性:	易吸潮