



6-氨基正己酸

6-Aminocaproic acid

产品货号: D20014

产品规格: 5g, 25g, 100g

保存条件: 粉剂室温保存。溶解后 2-8°C 可保存 2 周, -20°C 可保存 6 个月。

产品描述:

6-氨基己酸是一种有机物, 外表为白色结晶粉末, 是抗纤维蛋白溶解剂, 能抑制纤溶酶原激活剂。

产品性质:

CAS:	60-32-2
MDL:	MFCD00008238
分子式:	C ₆ H ₁₃ NO ₂
分子量:	131.17
级别:	BR
纯度:	≥99%
熔点:	204-209°C
外观/性状:	无气味白色固体。
溶解性:	可溶于水 (50 毫克/毫升)、微溶于乙醇、甲醇、乙醚和二甲基亚砷。
用途:	用作生化试剂。