

β-Lactoglobulin

β-乳球蛋白

货号: D20029

规格: 50mg、100mg、500mg

保存: 室温保存

产品描述:

β-乳球蛋白 (β-lactoglobulin)是鲜奶当中蛋白质的一种, 约占鲜奶蛋白质的 7~12%。主要有 A, B, C 3 种不同变型, pI 在 5.1-5.3 之间, 结构和性质随 pH 值变化很大。在若干细胞及动物实验研究中发现, 认为 β-乳球蛋白的水解物质或分子修饰物, 具有降胆固醇与抗氧化等生理活性。

产品性质:

级别/纯度:	BR, 90%
CAS:	9045-23-2
MDL:	MFCD00130635
外观/性状:	白色结晶