



L-去甲肾上腺素

Norepinephrine

产品货号: D20048

产品规格: 100mg, 500mg, 1ml (10mM/DMSO)

保存条件: 2-8℃保存

产品描述:

L-去甲肾上腺素为抗休克的血管活性药。主要用于抢救急性低血压和周围血管扩张所引起的休克等。

产品性质:

CAS:	51-41-2
MDL:	MFCD00025592
分子式:	C8H11NO3
分子量:	169.18
纯度:	≥98%
外观/性状:	结晶
熔点:	220-230℃
沸点:	442.6 °C at 760 mmHg
比旋光度:	D25 -37.3° (c = 5 in water with 1 equiv HCl)
溶解性:	溶于无机酸和碱，微溶于水、甲醇、乙醇和乙醚。
敏感性:	对空气和光明
作用靶点:	VEGFR; Influenza Virus;
作用通路:	Protein Tyrosine Kinase/RTK; Anti-infection;
用途:	L-去甲肾上腺素 (Norepinephrine) 为 β_1 选择性的肾上腺素能受体 (adrenergic receptor) 激动剂, EC50 值为 5.37 μ M。