

Actinomycin D (10mM in DMSO)

放线菌素 D (10mM in DMSO)

货号: D50409s

规格: 100ul

保存: 干粉: -20℃保存一年; 溶解后: 2-8℃保存两周, -20℃保存 6 个月。

产品描述:

放线菌素 D (Dactinomycin) 为由放线菌的发酵液中得到的抗生素。无臭, 有引湿性, 遇光及热不稳定, 几乎不溶于水。放线菌素 D 能抑制 RNA 的合成, 作用于 mRNA 干扰细胞的转录过程。

本产品为放线菌素 D 溶液: Actinomycin D solution(10mM in DMSO)。

产品性质 (干粉) :

级别/纯度:	>98 %
CAS:	50-76-0
分子式:	C ₆₂ H ₈₆ N ₁₂ O ₁₆
分子量:	1255.44
MDL:	MFCD00005033
外观/性状:	白色或淡黄色粉末
溶解性:	DMSO : ≥ 27 mg/mL
靶点:	RNA polymerase

相关产品:

D50409, Actinomycin D, 放线菌素 D (性质: 干粉)

D50409s, Actinomycin D (10mM in DMSO) (性质: 溶液)