



钙离子荧光指示剂 INDO-1

Indo 1

产品货号: D50416

产品规格: 100ug, 500ug

保存条件: -20℃保存

产品描述:

INDO-1 是一种荧光钙螯合剂和指示剂, 用于监测由各种生理和机械过程引起的细胞质钙离子瞬变。荧光钙螯合剂和指示剂与钙结合时荧光发射从 480nm 到 400nm 出现异常大的变化。用于细胞内应用。

产品性质:

CAS:	96314-96-4
MDL:	MFCD00077797
分子式:	C ₃₂ H ₂₆ K ₅ N ₃ O ₁₂
分子量:	840.05
级别/纯度:	for fluorescence, ≥80.0% (HPLC)
用途:	吲哚 1 是一种荧光钙螯合剂和指示剂, 用于监测由各种生理和机械过程引起的细胞质钙离子瞬变。荧光钙螯合剂和指示剂与钙结合时荧光发射从 480nm 到 400nm 出现异常大的变化。用于细胞内应用。