



## 5'-三磷酸腺苷

### ATP

产品货号: D50620

产品规格: 5g, 10g, 1ml (10mM/H<sub>2</sub>O)

保存条件: 粉剂: -20°C保存三年有效。

液体: 2-8°C保存两周有效, -20°C保存 6 个月有效。

#### 产品描述:

三磷酸腺苷酶 (ATP) 是体内能量储存和代谢的重要物质, 为代谢提供能量, 同时在细胞中作为辅酶发挥作用。

#### 产品性质:

CAS:	56-65-5
分子式:	C <sub>10</sub> H <sub>16</sub> N <sub>5</sub> O <sub>13</sub> P <sub>3</sub>
分子量:	507.18
MDL:	MFCD00065467
纯度:	≥95% (HPLC)
溶解性:	易溶于水, 不溶于乙醇、乙醚及其他有机溶剂
作用靶点:	Endogenous Metabolite;
作用通路:	Metabolic Enzyme/Protease;