



L-色氨酸

L-Tryptophan

产品货号: D50623

产品规格: 25g, 100g

保存条件: 粉剂: -20℃保存三年有效。

液体: 2-8℃保存两周有效, -20℃保存 6 个月有效。

产品描述:

L-色氨酸 (L-Tryptophan) 是一种必需氨基酸, 是血清素、褪黑素和维生素 B3 的前体。

产品性质:

CAS:	73-22-3
MDL:	MFCD00064340
分子式:	C ₁₁ H ₁₂ N ₂ O ₂
分子量:	204.228
级别/纯度:	BR, ≥99%
溶解性:	溶于 DMSO
作用靶点:	Endogenous Metabolite;
作用通路:	Metabolic Enzyme/Protease;