

苏木素无水乙醇溶液(10%)

Ethanol solution of hematoxylin (10%)

货号： S0158

规格： 100ml

保存条件：

室温避光保存，有效期 24 个月。

产品简介：

苏木素 (Hematoxylin) 和伊红 (Eosin) 联合染色简称 HE 染色，是病理学和组织学最常用的一种染色方法。苏木精为碱性天然染料，可使细胞核着色。细胞核内染色质的主要成分是 DNA，在 DNA 的双螺旋结构中，两条核苷酸链上的磷酸基向外，使 DNA 双螺旋的外侧带负电荷，呈酸性，很容易与带正电荷的苏木精碱性染料以离子键或氢键结合而被染色。苏木素无水乙醇溶液 (10%) 属氧化苏木素的染色液，主要由苏木素和乙醇组成，并已被氧化，可立即用于多种苏木素染色，亦可与其他染液配套使用。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

根据实验具体需求操作。

注意事项：

1. 切片脱蜡应尽量干净。
2. 系列乙醇应经常更换新液。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。