

酚酞溶液

Phenolphthalein Indicator Solution

货号：S0338

规格：100ml

简介：

酚酞(Phenolphthalein)是一种化学成品，属于晶体粉末状，几乎不溶于水，其特性是在酸性和中性溶液中为无色，在碱性溶液中为紫红色，所以常被用来检测酸碱。酚酞的变色范围是 8.2 ~ 10.0，所以酚酞只能检验碱而不能检验酸。

操作步骤(仅供参考)：

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、酚酞变色范围：pH8.2-10.0，颜色由无色变红色。

有效期：

室温，避光，6个月。