

碳酸氢钠溶液 (1M, pH9.6)

1M Sodium Bicarbonate Solution (pH9.6)

货号: C1026

规格: 100ml

保存条件:

室温保存, 有效期 12 个月。

简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。碳酸氢钠溶液 (1mol/L, pH8.3-9.0) 主要由碳酸氢钠、去离子水组成, pH 值 9.6。客户可以选择 8.3-9.0 之间的 pH 值, 可用于升高某些溶液的 pH, 注意密闭保存。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

使用说明:

1. 根据具体实验要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。