

TES Buffer (10 x, pH 7.5)

货号： C1016

规格： 500ml

保存条件：

室温避光保存，有效期 12 个月。

简介：

TES 缓冲液 (10×,pH7.5) 由 100mM Tris-HCl 缓冲液 (pH7.5) 、10mM EDTA (pH7.5) 以及微量的 SDS 组成，由于该溶液由 Tris-HCl、EDTA、SDS 组成，故而简称为 TES，属于 pH 缓冲液。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

1. 根据具体实验要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。