

## NP-40 溶液(10%)

### NP-40 solution (10%)

**货号：** C1006

**规格：** 100ml

**保存条件：**

4℃保存，有效期 6 个月。

**简介：**

Nonidet P 40 也称 Nonidet P-40, NP-40, 中文名为壬基酚聚氧乙烯醚，常用做非离子性去污剂、表面活性剂，用途极为广泛。NP-40 溶液(10%)由 NP-40、去离子水组成。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

**使用说明：**

按实验具体要求操作。

**注意事项：**

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。