

PKA 缓冲液(10×)

PKA Buffer (10 x)

货号：C5069

规格：100ml

储存条件：

4℃保存，有效期 12 个月。

简介：

PKA 缓冲液(10×)由 200mM Tris-HCl 缓冲液(pH8.3)、氯化钠、氯化镁、100mM DTT 等组成，用于研究蛋白质相互作用中 PKA 磷酸化反应的缓冲液。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用方法：

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般与 PKA、ATP、蛋白质融合体等混合使用。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. DTT 在溶液中不稳定，易被氧化，会导致蛋白沉淀和酶活性下降，所以使用前可视情况补加适量 DTT。